



KULLANIM METODU

TRAGERMED® STP TRAKİYEL KANÜL SABİTLEME BANDI


MODEL : SOFT İKİ PARÇALI
REF. NO : TCH STP




Bandın 1 nolu parçasının velkro kilidini trakiyel kanülün bir deliğinden geçirin ve banda sabitleyin




Bandın 2 nolu parçasının velkro kilidini trakiyel kanülün diğer deliğinden geçirin ve banda sabitleyin



Bandı boyna dolayarak kanülü yerine yerleştirin ve 2 nolu parçayı velkro yardımı ile 1 nolu parçaya iliştin



Gerektiğinde bandın fazlalığını keserek boyunu ve gerginliğini ayarlayın



Trakiyel tüpün yerinde hareket etmediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷ Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


KULLANIM METODU

TRAEGERMED® s


TRAKİYEL KANÜL SABİTLEME BANDI

MODEL: SOFT <BEBEK-ÇOCUK-YETİŞKİN>


REF:NO : TCHS01 - TCHS02 - TCHS03




Bandın velkro kilitlerini trakiyel kanülün deliklerinden geçirin



Trakiyel tüpü yerine yerleştirin ve velkro kilitleri bandın tüylü yüzeyine iliştirin



Gerektiğinde velkro kilitleri ileri geri alarak gerginliğini ayarlayın



Trakiyel tüpün yerinde hareket etmediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷ Tek kullanımlık


▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


KULLANIM METODU

TRAEGERMED® RTP **TRAKİYEL KANÜL SABİTLEME BANDI**


MODEL : RİJİT İKİ PARÇALI
REF. NO : TCH TP




Bandın 1 nolu parçasının velkro kilidini trakiyel kanülün bir deliğinden geçirin ve banda sabitleyin




Bandın 2 nolu parçasının velkro kilidini trakiyel kanülün diğer deliğinden geçirin ve banda sabitleyin



Bandı boyna dolayarak kanülü yerine yerleştirin ve 2 nolu parçayı velkro yardımı ile 1 nolu parçaya iliştin



Gerektiğinde bandın fazlalığını keserek boyunu ve gerginliğini ayarlayın



Trakiyel tüpün yerinde hareket etmediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷ Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız


KULLANIM METODU

TRAEGERMED® R


TRAKİYEL KANÜL SABİTLEME BANDI

MODEL: RİJİT <BEBEK-ÇOCUK-YETİŞKİN>


REF. NO:TCHRO1 - TCHR02 - TCHR03




Bandın velkro kilitlerini trakiyel kanülün deliklerinden geçirin



Trakiyel tüpü yerine yerleştirin ve velkro kilitleri bandın tüylü yüzeyine iliştirin



Gerektiğinde velkro kilitleri ileri geri alarak gerginliğini ayarlayın



Trakiyel tüpün yerinde hareket etmediğinden emin olun



▷ Gama ışını ile sterilize edilmiş

▷ Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız