


# KULLANIM METODU

## RESTMED


### ÖZGÜRLÜK KOLLUĞU

MODEL :STANDART / SOFT


REF NO: RSFRSW01- RSFRSW02- RSFRSW03-  
RSFRSW04- RSFRSW05- RSFSSW01- RSFSSW02-  
RSFSSW03- RSFSSW04- RSFSSW05




Kolluğu  
hastanın koluna  
geçirir.



Bantları bağlantı tokalarından  
geçirin.



Bantları velkroları ile sabitleyin.



Bantların kan dolaşımını engellemediğini kontrol edin.



▷ Steril değildir

▷ ② Tek kullanımlık

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız